## 肩用開創器セット

いかき市立磐城共立病院副院長・医療技術部長相澤 利武先生ご監修







ブレードロック機構がベース本体に2箇所あります。 ブレードが確実に固定できますので、開創器を容易に設置することができます

- ・ あらゆる角度・長さで固定可能
- ・ ブレードの先端が丸くなっており、筋肉にやさしい構造
- 筋肉の緊張を利用し、ドクターの保持なくレトラクティングが可能

## 肩用開創器セット



ロック状態



## セット付属鋼製小物 S-FLX-108-11 ブレード① W30×H36×L120 S-FLX-108-12 ブレード② W30×H36×L160 S-FLX-108-13 ブレード③ W40×H36×L122 S-FLX-108-14 ブレード④ W40×H36×L162 S-FLX-108-01 フレーム W152×L236

商品名:肩用開創器セット、医療機器届出番号:29B2X1008FLX108



社 】〒630-0142

奈良県生駒市北田原町1067-25 Tel.0743-72-3388 Fax.0743-72-3988

【大阪オフィス】 〒541-0059

大阪府大阪市中央区博労町1丁目9-8 堺筋MS第二ビル 10階 Tel.06-6226-8308







ISO13485:2003 認証取得事業所