

FLEX ARM



フレックスアーム

人工関節手術等で使用するレトラクターを
把持するサポートアーム


●シングルアーム



●ダブルアーム



+



後付けでシングルからダブルへ変更可能


シングルアームに後付けアームを取り付けることでダブルアームになり、
シングル・ダブルの両方の在庫負担を軽減



先端部カスタマイズ可能

把持したい製品の形状に合わせて
先端部のカスタマイズが可能

内視鏡スコープ、スマートフォン、GoProカメラ等
把持したい製品があれば、お問い合わせください




ワンタッチでレトラクターフックを
取り付け可能

●使用例

シングルアーム



ダブルアーム



●製品ラインナップ

アーム先端ホルダー



スタンダード仕様
(挟み式)


PUSH



クイックコネクター仕様
(ワンタッチ脱着式)


フック(希望仕様に合わせてカスタマイズが可能)

スタンダード
フック



幅：24mm
先端幅：5mm
深さ：35mm
全長：130mm

クイックコネクター
フック



幅：24mm
先端幅：5mm
深さ：35mm
全長：120mm

フィックスレールクランプ



手術台に固定する部品
手術台対応レールサイズ
高さ：25～32mm
レール厚み：9～10mm

| 製品名 | 型番 | JANコード |
|---------------------------|---------------|---------------|
| フレックスアーム シングル・スタンダード仕様 | S-069-289-100 | 4582658391434 |
| フレックスアーム シングル・クイックコネクター仕様 | S-069-289-110 | 4582658391441 |
| フレックスアーム ダブル・スタンダード仕様 | S-069-289-120 | 4582658391458 |
| フレックスアーム ダブル・クイックコネクター仕様 | S-069-289-130 | 4582658391465 |
| フィクスレール・クランプ | S-069-293-00 | 4582658386379 |
| クイックコネクター・フック | S-069-289-10 | 4582658388403 |
| スタンダード フック | S-069-289-60 | 4582658388410 |
| 後付けアーム・スタンダード仕様 | S-069-289-140 | 4582658391472 |
| 後付けアーム・クイックコネクター仕様 | S-069-289-150 | 4582658391489 |

医療機器販売届出番号：29B2X10008069292

※本カタログに掲載の仕様、形状は改良等の理由により予告なしに変更する場合がございます。

製造販売元:株式会社フジフレックス

【本社】〒630-0142
奈良県生駒市北田原町1067-25
Tel.0743-72-3388 Fax.0743-72-3988

【大阪オフィス】〒541-0059
大阪府大阪市中央区博労町1丁目9-8
堺筋MS第二ビル10階 Tel.06-6226-8308



ISO13485:2016

認証取得事業所

認証番号0013044