

# FLEX ARM

 FUJIFLEX

フレックスアーム

人工関節手術等で使用するレトラクターを  
把持するサポートアーム

●シングルアーム



●ダブルアーム



+



後付けでシングルからダブルへ変更可能

シングルアームに後付けアームを取り付けることでダブルアームになり、  
シングル・ダブルの両方の在庫負担を軽減

先端部カスタマイズ可能



ワンタッチでレトラクターフックを  
取り付け可能



把持したい製品の形状に合わせて  
先端部のカスタマイズが可能

内視鏡スコープ、スマートフォン、GoProカメラ等  
把持したい製品があれば、お問い合わせください



●使用例

シングルアーム



ダブルアーム



●製品ラインナップ

アーム先端ホルダー



スタンダード仕様  
(挟み式)


PUSH



クイックコネクター仕様  
(ワンタッチ脱着式)


フック(希望仕様に合わせてカスタマイズが可能)

スタンダード  
フック



幅：24mm  
先端幅：5mm  
深さ：35mm  
全長：130mm

クイックコネクター  
フック



幅：24mm  
先端幅：5mm  
深さ：35mm  
全長：120mm

フィックスレールクランプ



手術台に固定する部品  
手術台対応レールサイズ  
高さ：25～32mm  
レール厚み：9～10mm

製品名	型番	JANコード
フレックスアーム シングル・スタンダード仕様	S-069-289-100	4582658391434
フレックスアーム シングル・クイックコネクター仕様	S-069-289-110	4582658391441
フレックスアーム ダブル・スタンダード仕様	S-069-289-120	4582658391458
フレックスアーム ダブル・クイックコネクター仕様	S-069-289-130	4582658391465
フィクスレール・クランプ	S-069-293-00	4582658386379
クイックコネクター・フック	S-069-289-10	4582658388403
スタンダード フック	S-069-289-60	4582658388410
後付けアーム・スタンダード仕様	S-069-289-140	4582658391472
後付けアーム・クイックコネクター仕様	S-069-289-150	4582658391489

医療機器販売届出番号：29B1X10002069292

※本カタログに掲載の仕様、形状は改良等の理由により予告なしに変更する場合がございます。

製造販売元:株式会社フジフレックス

【本社】〒630-0142  
奈良県生駒市北田原町1067-25  
Tel.0743-72-3388 Fax.0743-72-3988

【大阪オフィス】〒541-0059  
大阪府大阪市中央区博労町1丁目9-8  
堺筋MS第二ビル10階 Tel.06-6226-8308



ISO13485:2016

認証取得事業所

認証番号0013044